

ARMOIRES DE SÉCURITÉ



Les armoires de sécurité

Pour isoler les produits dangereux, nocifs et les produits polluants, des armoires de sécurité pour produits dangereux conformes à la norme européenne existent. Solvants, aérosols, substances et préparations autoréactives, l'armoire de sécurité permet de stocker toutes les substances dangereuses pour l'environnement.

Pourquoi s'équiper d'une armoire de sécurité ?

Il est important de stocker tous les produits dangereux pour l'environnement dans une armoire avec verrouillage. Même l'inhalation de ces substances peut s'avérer nocive. Une armoire de sécurité vous garantit aussi une protection individuelle en cas de déversement de substances dangereuses.

Il est alors nécessaire de s'équiper d'une armoire de sécurité pour se protéger en cas de fuites de vapeurs toxiques. Bon nombre d'industries possèdent un lieu pour entreposer leurs produits chimiques dangereux en rayonnages. En effet, une armoire de sécurité ne peut pas remplacer l'entrepôt. Ce type de local est pourtant indispensable pour la conservation de liquides dangereux en grande quantité. L'armoire de stockage et de sécurité, elle, vous aide à organiser les produits strictement nécessaires dans vos travaux journaliers.

Comment choisir son armoire de sécurité ?

Le choix de votre armoire de stockage et sécurité pour produits dangereux doit être effectué en fonction de vos besoins réels. Armoire basse, une porte ou à deux portes robustes ... tout dépendra de l'utilisation du meuble. En plus de la qualité de rétention, les armoires sont résistantes aux chocs. Ces armoires sont idéales en laboratoire ou bien dans les lieux qui nécessitent l'emploi de produits dangereux. Vous pouvez aussi vous en servir comme armoire de bureau.

Faites également votre choix selon l'espace où vous souhaitez les placer. Vous pouvez déjà anticiper cela grâce aux indications des dimensions extérieures des armoires de sécurité. Outre les matières dangereuses, les armoires de sécurité et de stockage peuvent aussi servir pour les produits d'entretien. Le stockage de ces types de produits est encadré par les normes HACCP.

Armoire basse de sécurité

Pour vos besoins en stockage en petit format, des armoires basses adaptées. Elles sont idéales pour garder les produits chimiques dangereux en flacons, en bouteilles, en récipients ou en bidons. Ces armoires ne présentent pas de propriété anti-feu. Toutefois, elles vous offrent un stockage sécurisé.

Elles sont généralement faites en acier avec une peinture poudre époxy. En outre, elle contient 2 tablettes de rétention en acier galvanisé de 4,6 centimètres. Celles-ci sont par ailleurs réglables. Ce modèle d'armoire basse possède une capacité de stockage maximal de 80 kilogrammes.

Armoire de sécurité une porte

Les armoires de sécurité pour produits dangereux construites avec une seule porte battante : les armoires de sécurité incluant cette caractéristique possèdent une serrure à clé 3 points. Cela garantit une haute sécurité en toute circonstance.

Il y a également des armoires de sécurité, une porte fournie avec 4 tablettes de rétention. La gamme monobloc possède également une aération haute et basse sur les portes. Par ailleurs, ces meubles peuvent stocker les produits jusqu'à 40 kg par tablette. En contenant 4, leur capacité maximale est de 160 kg.

Armoire de stockage et de sécurité deux portes

Comme d'autres modèles, les armoires munies de deux portes battantes sont fabriquées à partir d'acier. En outre, leurs poignées sont fabriquées en aluminium encastré. Elles sont également fournies avec 4 tablettes de rétention sans caillebotis.

Par ailleurs, les armoires de sécurité à deux portes possèdent un système de ventilation permettant une aération des produits stockés. La gamme est spécialement conçue avec un porte-document habilement placé à l'abri des regards. Celui-ci se trouve sur leur porte intérieure gauche. Enfin, le mobilier offre une capacité de stockage totale de 400 kilogrammes. Il peut contenir jusqu'à 80 ou 160 litres.

Comment stocker les produits dangereux dans une armoire de sécurité ?

Une armoire de sécurité pour produits dangereux peut contenir tout type de produits toxiques. Or, certains ne peuvent pas être rangés ensemble. Dans ce cas, vous devez utiliser des compartiments pour assurer un stockage sécurisé.

La première étape est de faire la différence entre les produits incompatibles. Ensuite, vous devez séparer les acides et bases ainsi que les produits inflammables et les produits toxiques. En effet, certaines substances peuvent provoquer un incendie en cas de fusion entre elles.

Pour faciliter le repérage et dissocier les différents produits dangereux à stocker dans votre armoire de sécurité, les produits toxiques possèdent des pictogrammes. Ces dessins peuvent vous aider à faire la différence entre les différents produits et leurs toxicités. Si vous souhaitez ranger plusieurs types de liquides, placez-les dans l'ordre suivant :

- Comburant
- Inflammable
- Corrosif
- Toxique
- Nocif
- Irritant

Toutefois, il est conseillé de stocker les produits inflammables dans une armoire de sécurité ventilée pour éviter une surchauffe. Les armoires de sécurité et de stockage pour produits dangereux tous un système de ventilation naturelle grâce à l'aération.